

院内表示システム（メディネットシステム） 計画停電への対応について

2011年3月14日
株式会社メディネット

このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
電力各社により実施が予定されております「計画停電」への対応についてご案内申し上げます。

■院内表示システム（メディネットシステム） 計画停電への対応のお願い■

院内表示システム（メディネットシステム）では、表示制御にPCを使用しています。
停電による機器の故障を防ぐため、停電前にPCの電源停止を行っていただきますと安全です。
お忙しい中とは存じますが、ご対応のほどお願い申し上げます。

（1）停電前 表示制御用PCの停止処理

- ・表示制御用PCの電源スイッチを押してOFFします。簡単な手順書を添付しましたのでご参照ください。
- ・PCの設置場所が不明なお客様には、ご案内しますので下記サポート宛にご連絡ください。

（2）停電終了後

- ・表示制御用PCは停電終了後に通電しますと自動的に起動いたしますので操作は不要です。
- ・万一、表示されない、エラー表示されている等の場合は下記サポート宛にご連絡ください。

（3）停電前にPCを停止できない場合

- ・停電前にPCを停止されない場合、停電と同時に表示が終了します。
- ・停電終了後に通電しますと自動的に起動いたします。
- ・万一、表示されない、エラー表示などの場合は下記サポート宛にご連絡ください。

（4）その他

- ・この対応を行っていただくにあたり、事前・事後の弊社へのご連絡は不要です。
- ・弊社でのモニタリングで、長期間電源OFF状態のままのお客様にはご連絡申し上げます。

※お問い合わせ先※

【システムセンター サポートグループ】

TEL：0120-80-7120 または TEL：026-231-5550

メールでのご連絡は editor@mdnt.co.jp

メディネットシステム制御用PC 停電前のご対応について

PCの故障を防ぐため、お手数ですが下記のご対応宜しくお願いいたします。

- ① PC本体の電源ボタンを押してシャットダウン処理を行ってください。
シャットダウンされると電源ランプが消灯します。
(○囲みが電源ボタン、□囲みが点灯中ランプになります。)

エプソンダイレクト製PCの場合



富士通製PCの場合



- ② 停電の終了後、通電がされると自動的にPC本体の電源が入り、システムが稼働する仕組みになっております。
※システムが稼働しない際はPC、その他機器の電源をご確認いただき、電源がONになっていない場合は電源ボタンを押してONにしてください。

不具合などありましたらシステムセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

株式会社メディネット システムセンター
TEL 026-231-5550 / 担当:松澤・一條